

**Step-by-step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS**



en
Warning:
Agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.









de
Warnung:
Substanzspezifisches Einfüllen kann nicht sichergestellt werden, wenn Flaschen ohne Flaschenkragen verwendet werden. Nicht spülmaschinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe Deckel.





fr
Avertissement:
Le remplissage spécifique à l'agent ne peut pas être assuré, si des bouteilles sans cols sont utilisées!
Ne passe pas au lave-vaisselle.
Date de péremption: voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie senza collo non si può assicurare un riempimento della sostanza specifica.
Non adatto per lavastoviglie.
Data scadenza: vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar el llenado del agente específico cuando se usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad: ver tapa.


pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania butelek bez kołnierzy, mogą występować problemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmywarce. Data ważności: patrz opakowanie.





- Warning! Small amounts of VA can escape.**
- ▶ Pull out bottle slowly.
- Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.**
- ▶ Flasche langsam herausziehen.
- Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.**
- ▶ Retirer lentement la bouteille.
- Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.**
- ▶ Estrarre lentamente la bottiglia.
- ¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.**
- ▶ Sacar la botella lentamente.
- Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.**
- ▶ Wyciągnij powoli butelkę.





**Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS**



en
Warning:
Agent-specific filling
cannot be assured when
bottles without collars
are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.









de
Warnung:
Substanzspezifisches
Einfüllen kann nicht
sichergestellt werden,
wenn Flaschen ohne Fla-
schenkragen verwendet
werden. Nicht spülma-
schinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe
Deckel.





fr
Avertissement:
Le remplissage spéci-
fique à l'agent ne peut
pas être assuré, sides
bouteilles sans cols sont
utilisées!
Ne passe pas au
lave-vaisselle.
Date de péremption:
voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie
senza collo non si può
assicurare un riempi-
mento della sostanza
specifica.
Non adatto per lavasto-
viglie.
Data scadenza:
vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar
el llenado del agente
específico cuando se
usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad:
ver tapa.


pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania
butelek bez kołnierzy,
mogą występować pro-
blemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmy-
warce. Data ważności:
patrz opakowanie.





- Warning!** Small amounts of VA can escape.
- ▶ Pull out bottle slowly.
- Warnung!** Kleine Mengen VA können entweichen.
- ▶ Flasche langsam herausziehen.
- Avertissement!** Petites quantités d'AV peuvent échapper.
- ▶ Retirer lentement la bouteille.
- Avvertenza!** Piccole quantità di AV possono sfuggire.
- ▶ Estrarre lentamente la bottiglia.
- ¡Advertencia!** Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.
- ▶ Sacar la botella lentamente.
- Ostrzeżenie!** Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.
- ▶ Wyciągnij powoli butelkę.





**Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS**



en
Warning:
Agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.







de
Warnung:
Substanzspezifisches Einfüllen kann nicht sichergestellt werden, wenn Flaschen ohne Flaschenkragen verwendet werden. Nicht spülmaschinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe Deckel.




fr
Avertissement:
Le remplissage spécifique à l'agent ne peut pas être assuré, si des bouteilles sans cols sont utilisées!
Ne passe pas au lave-vaisselle.
Date de péremption: voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie senza collo non si può assicurare un riempimento della sostanza specifica.
Non adatto per lavastoviglie.
Data scadenza: vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar el llenado del agente específico cuando se usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad: ver tapa.


pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania butelek bez kołnierzy, mogą występować problemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmywarce. Data ważności: patrz opakowanie.





- Warning! Small amounts of VA can escape.**
- ▶ Pull out bottle slowly.
- Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.**
- ▶ Flasche langsam herausziehen.
- Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.**
- ▶ Retirer lentement la bouteille.
- Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.**
- ▶ Estrarre lentamente la bottiglia.
- ¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.**
- ▶ Sacar la botella lentamente.
- Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.**
- ▶ Wyciągnij powoli butelkę.





**Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS.**



en
Warning:
Agent-specific filling
cannot be assured when
bottles without collars
are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.







de
Warnung:
Substanzspezifisches
Einfüllen kann nicht
sichergestellt werden,
wenn Flaschen ohne Fla-
schenkragen verwendet
werden. Nicht spülma-
schinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe
Deckel.





fr
Avertissement:
Le remplissage spéci-
fique à l'agent ne peut
pas être assuré, si des
bouteilles sans cols sont
utilisées!
Ne passe pas au
lave-vaisselle.
Date de péremption:
voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie
senza collo non si può
assicurare un riempi-
mento della sostanza
specifica.
Non adatto per lavasto-
viglie.
Data scadenza:
vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar
el llenado del agente
específico cuando se
usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad:
ver tapa.


pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania
butelek bez kołnierzy,
mogą występować pro-
blemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmy-
warce. Data ważności:
patrz opakowanie.





- Warning! Small amounts of VA can escape.**
- ▶ Pull out bottle slowly.
- Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.**
- ▶ Flasche langsam herausziehen.
- Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.**
- ▶ Retirer lentement la bouteille.
- Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.**
- ▶ Estrarre lentamente la bottiglia.
- ¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.**
- ▶ Sacar la botella lentamente.
- Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.**
- ▶ Wyciągnij powoli butelkę.





**Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS**



en
Warning:
Agent-specific filling cannot be assured when bottles without collars are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.







de
Warnung:
Substanzspezifisches Einfüllen kann nicht sichergestellt werden, wenn Flaschen ohne Flaschenkragen verwendet werden. Nicht spülmaschinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe Deckel.




fr
Avertissement:
Le remplissage spécifique à l'agent ne peut pas être assuré, si des bouteilles sans cols sont utilisées!
Ne passe pas au lave-vaisselle.
Date de péremption: voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie senza collo non si può assicurare un riempimento della sostanza specifica.
Non adatto per lavastoviglie.
Data scadenza: vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar el llenado del agente específico cuando se usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad: ver tapa.


pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania butelek bez kołnierzy, mogą występować problemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmywarce. Data ważności: patrz opakowanie.





- Warning! Small amounts of VA can escape.**
- ▶ Pull out bottle slowly.
- Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.**
- ▶ Flasche langsam herausziehen.
- Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.**
- ▶ Retirer lentement la bouteille.
- Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.**
- ▶ Estrarre lentamente la bottiglia.
- ¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.**
- ▶ Sacar la botella lentamente.
- Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.**
- ▶ Wyciągnij powoli butelkę.





**Step-by-Step MIRUS Filling instruction / Schritt-für-Schritt-Anleitung MIRUS befüllen /
Instructions détaillées étape par étape de remplir MIRUS / Istruzione passo per passo per
riempimento MIRUS / Instrucciones paso a paso para el llenado de MIRUS /
Krok po kroku - Instrukcja napełniania w Systemie MIRUS**



en
Warning:
Agent-specific filling
cannot be assured when
bottles without collars
are used!
Not dishwasher safe.
Expiration date: see lid.







de
Warnung:
Substanzspezifisches
Einfüllen kann nicht
sichergestellt werden,
wenn Flaschen ohne Fla-
schenkragen verwendet
werden. Nicht spülma-
schinengeeignet.
Verfallsdatum: siehe
Deckel.





fr
Avertissement:
Le remplissage spéci-
fique à l'agent ne peut
pas être assuré, sides
bouteilles sans cols sont
utilisées!
Ne passe pas au
lave-vaisselle.
Date de péremption:
voir bouchon.

it
Avvertenza:
Se si utilizzano bottiglie
senza collo non si può
assicurare un riempi-
mento della sostanza
specifica.
Non adatto per lavasto-
viglie.
Data scadenza:
vedi coperchio.

es
Advertencia:
¡No se puede asegurar
el llenado del agente
específico cuando se
usan botellas sin collar!
No apto para lavavajillas.
Fecha de caducidad:
ver tapa.

pl
Ostrzeżenie:
W przypadku używania
butelek bez kołnierzy,
mogą występować pro-
blemy z napełnieniem.
Nie można myć w zmy-
warce. Data ważności:
patrz opakowanie.





Warning! Small amounts of VA can escape.

- ▶ Wait 4 seconds. Then slowly pull out bottle.

Warnung! Kleine Mengen VA können entweichen.

- ▶ 4 Sek. warten. Danach Flasche langsam herausziehen.

Avertissement! Petites quantités d'AV peuvent échapper.

- ▶ Attendez 4 secondes. Ensuite, tirez lentement la bouteille.

Avvertenza! Piccole quantità di AV possono sfuggire.

- ▶ Aspetta 4 secondi. Poi estrarre lentamente la bottiglia.

¡Advertencia! Pequeñas cantidades de VA pueden escapar.

- ▶ Espera 4 segundos. Luego, lentamente saca la botella.

Ostrzeżenie! Małe ilości anestetyku mogą wyciekać.

- ▶ Poczekaj 4 sekundy. Następnie powoli wyciągnij butelkę

