


ARKON

Datenübertragung schlägt Brücken

Erweitert die Möglichkeiten



Keine Softwareadaption

Sobald die Kabel verbunden und ARKON in Strombetrieb gesetzt wurde, überträgt ARKON die MIRUS-Daten automatisch



Schnelle Datenübertragung

ARKON startet nach unkomplizierter Anbindung an den MIRUS Controller und dem Patientenmonitor umgehend mit der Datenaufzeichnung




Live-Werte

Am Patientenmonitor werden die Daten des MIRUS stets aktualisiert angezeigt



Platzersparnis

Mit seinem kleinen schnittigen Gehäuse kann der ARKON leicht integriert und montiert werden



Geräteunabhängig

Ändern sich MIRUS Controller oder der Patientenmonitor, passt sich ARKON automatisch neu an



ARKON Data Bridge ist ein Medizinprodukt zur Übertragung von Datensignalen des MIRUS Controller an einen Patientenmonitor. Während des Betriebs werden Messwerte und Alarme unverschlüsselt und unverändert übertragen.

Allgemeine Spezifikationen

Physikalische Abmessungen			
<i>B x H x T</i>	9,5 cm x 3,1 cm x 6 cm	<i>Gewicht</i>	450 g
Umgebungsbedingungen (Im Betrieb)			
<i>Temperaturbereich</i>	15 bis 35 °C	<i>Atm. Druckbereich</i>	700 bis 1.100 hPa
<i>Feuchtigkeitsbereich</i>	10 bis 95 % relativ, nicht kondensierend		
Umgebungsbedingungen (Lagerung und Transport)			
<i>Temperaturbereich</i>	-20 bis 60 °C	<i>Atm. Druckbereich</i>	500 bis 1.200 hPa
<i>Feuchtigkeitsbereich</i>	10 bis 95 % relativ, nicht kondensierend		
Klassifizierung			
<i>CE Klasse gemäß 93/42/EEC</i>	I	<i>Schutztyp gemäß EN 60601-1</i>	B
<i>Schutzklasse gemäß EN 60601-1</i>	II	<i>IP Code</i>	IP20
Angewandte Standards	EN 60601-1	EN 60601-1-1	
UMDNS Code	17-762		
Elektrische Versorgung Netzteil			
<i>Versorgungsspannung</i>	100 bis 240 V _{AC} ± 10%	<i>Frequenz</i>	50 bis 60 Hz ± 5%
<i>Leistungsaufnahme</i>	< 15 VA		
Elektrische Versorgung Gerät			
<i>Nennspannung</i>	5 V Gleichstrom	<i>Stromstärke</i>	Max 2.5 A
Versionen			
<i>ARKON-PH</i>	Kompatible Philips Patientenmonitore über IntelliBridge EC 10: IntelliVue MP Serie (SW Version H.15 oder höher), IntelliVue MX Serie (alle SW-Versionen) Kompatible Philips Zentralen über IntelliBridge EC40/80: PIIC iX (SW Version B.0), PIC iX (SW-Version C.0 oder höher) Kompatible Treiber: Open Interface IB-ED101-A.6 oder höher		



Technologie Institut Medizin GmbH (TIM)
August-Thyssen-Str. 30, 56070 Koblenz
Deutschland
Tel.: +49 261 899 689 00
Fax.: +49 261 899 689 09
www.tim-gmbh.de
info@tim-gmbh.de
CE

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
ARKON Broschüre ©2021 TIM GmbH.
Alle Rechte vorbehalten. Rev. C-00 von 09/21.
TIM ist eine Trademark der Firma TIM GmbH.



Besuchen Sie uns
www.tim-gmbh.de

Sales Partner: