

## Informations Bulletin

WICHTIGE INFORMATION – BITTE LESEN UND ANWENDEN



### ARKON Verbindung mit iMDsoft - MetaVision

**Dokument:** 063\_ARKON\_iMDsoft\_MetaVision\_IB-03\_A-00\_DE

**Datum:** 08.04.2020

**Autor:** Stephan Lang

**Betroffene Version:**  Alle

**Verteiler:**  Nur interner Gebrauch (Vertraulich)

Medcaptain

Händler

Endkunde



### Verbindung mit ARKON möglich

Für die Anbindung des ARKON an die iMDsoft MetaVison PDMS wird **keine neue ARKON-Variante benötigt**. Die Verbindung mit dem ARKON ist möglich.

Die Daten des MIRUS – MACset, etCO<sub>2</sub>, etVA sowie die Alarme, werden via ARKON an den Patientenmonitor übertragen. Patientenmonitore wiederum sind mit dem PDMS, also auch der iMDsoft MetaVision verbunden und übertragen alle verfügbaren Daten. Demzufolge auch die gesendeten Daten des MIRUS.

Somit benötigen wir folglich keine direkte Anbindung des ARKON an die iMDsoft MetaVision, sondern übertragen direkt an den Patientenmonitor. **Momentan ist dies auf den Philips IntelliVue, also die Nutzung des ARKON-PH beschränkt.** Auch mit zukünftigen ARKON-Varianten wird die PDMS-Anbindung der iMDsoft MetaVision auf diese Weise möglich sein.

